


WbおよびElisa用Jab1/Csn5/Cops5ウサギポリクローナル抗体 - Q92905

商品番号: CM0022270



前書き

ヒトJAB1/CSN5/COPS5（COP9シグナロソームサブユニット5）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ユビキチン結合およびデネディレーション経路の研究に利用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAB1/CSN5/COPS5ウサギpAb
備考/別名	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10987
遺伝子ID	10987
免疫原	ヒトJAB1/CSN5/COPS5（NP_006828.2）のアミノ酸1〜334に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92905
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ