

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Jak2ウサギPab - O60674

商品番号: CM0016063



前書き

ヒトJAK2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。JAK/STATシグナル伝達およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	JAK2ウサギpAb
備考/別名	JTK10; JAK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3717
GeneID	3717
免疫原	ヒトJAK2 (NP_004963.1) の933～1132番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60674
タンパク質分子量	131kDa
輸送条件	保冷バッグ