

Wb、Db、Elisa用 K33結合特異的ポリユビキチン ウサギポリクローナル抗体

商品番号: CM0000043

前書き

ポリユビキチン鎖を認識するK33結合特異的ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、ドットブロット、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。ユビキチンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K33-linkage Specific Polyubiquitin Rabbit pAb
GeneID (ヒト)	7314
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
配送	氷袋