

K48結合特異的ポリユビキチン ウサギポリクロナル抗体（Wb、ドットブロット、Elisa用）

商品番号: CM0000033

前書き

K48結合特異的ポリユビキチンに対するウサギポリクロナル抗体で、ウェスタングロット、ドットブロット、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットをはじめ、幅広い種での反応性が予測されており、ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K48結合特異的ポリユビキチン ウサギpAb
遺伝子ID（ヒト）	7314
免疫原	K48結合型ポリユビキチン化タンパク質の配列を含む合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	WB、DB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
発送方法	氷袋梱包