

K48結合特異的ユビキチンウサギモノクローナル抗体 - P0CG47

商品番号: CM0005308



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトサンプル中のK48結合ポリユビキチン鎖を特異的に検出します。WB、IF/ICC、およびELISAアプリケーションに適しています。標的タンパク質の分子量は約26kDa（UniProt P0CG47）です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K48-linkage Specific Ubiquitin Rabbit mAb
備考/別名	HEL-S-50; K48-linkage Specific Ubiquitin
種	ヒト
遺伝子ID	7314
免疫原	合成ペプチド - ユビキチンタンパク質（K48結合）を含む配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0CG47
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ