

ドットブロットおよびElisaアプリケーション向け

K63結合特異的ポリユビキチン ウサギ ポリクローナル抗体

商品番号: CM0000059

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、K63結合ポリユビキチン化タンパク質を特異的に標的とし、ドットブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラット、その他の種との幅広い交差反応性が予測されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	K63結合特異的ポリユビキチン ウサギ pAb
GeneID (ヒト)	7314
免疫原	ポリユビキチン化タンパク質（K63結合）を含む配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	DB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲予測）
発送	保冷バッグ