

Kbtbd3 ウサギ Pab - Np_081238.2

商品番号: CM0023149

前書き

KBTBD3 ウサギ

pAbは、マウスKBTBD3の組換え断片に対してウサギ体内で産生されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトと交差反応性を示します。ユビキチン化および神経生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KBTBD3 ウサギ pAb
備考/別名	Bklhd3; 2200003A07Rik; KBTBD3
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	143879
遺伝子ID (マウス)	69149
免疫原	マウスKBTBD3 (NP_081238.2) のアミノ酸410〜607番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
タンパク質分子量	69kDa
配送方法	氷袋