

K>Kbtbd7 ウサギ Pab - Q8Wvz9

商品番号: CM0027819

前書き

KBTBD7 ウサギ

pAbは、WBおよびELISA用のポリクローナル抗体であり、ヒトKBTBD7を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。RAC1シグナル伝達、ユビキチン化、および細胞骨格制御を調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KBTBD7 ウサギ pAb
備考/別名	KBTBD7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84078
遺伝子ID	84078
免疫原	組換えタンパク質 ヒトKBTBD7 (NP_115514.2) のアミノ酸475-684に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WVZ9
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスパック