


Kcnc1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48547

商品番号: CM0025424



前書き

KCNC1

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットに幅広い反応性を示します。速い発火をする脳神経細胞の急速な再分極に重要な電位依存性カリウムチャネルKCNC1（Kv3.1）を検出します。神経科学およびイオンチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNC1 ウサギ pAb
備考/別名	KV4; EPM7; NGK2; KV3.1; KCNC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3746
GeneID	3746
免疫原	ヒト KCNC1 (NP_004967.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48547
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ