

Kcnj3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48549

商品番号: CM0027722

前書き

ヒトKCNJ3 (GIRK1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応しません。Gタンパク質活性化内向き整流カリウムチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNJ3 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3760
GeneID	3760
免疫原	合成ペプチド ヒトKCNJ3 (NP_002230.1) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P48549
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ