


Kcnk9 ポリクローナル抗体（ウサギ）Wb、Elisa用 - Q9Npc2

商品番号: CM0029373



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質KCNK9ウサギポリクローナル抗体。神経興奮性とホルモン調節に参与するpH感受性カリウムチャネルであるヒト、マウス、ラットのKCNK9と反応します。神経科学およびイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNK9 Rabbit pAb
別名	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51305
GeneID	51305
免疫原	合成ペプチド：ヒトKCNK9（NP_001269463.1）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NPC2
タンパク質分子量	42kDa
発送	氷袋