

Wb、Elisa用 Kcnmb2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y691

商品番号: CM0016967



前書き

WBおよびELISAで検証されたKCNMB2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。

BKチャンネルベータ-

2サブユニットを標的とし、KCNMA1カリウムチャネルの不活性化を調節します。神経および腎組織におけるイオンチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNMB2 ウサギ pAb
備考/別名	KCNMB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10242
免疫原	ヒト KCNMB2 (NP_005823.1) のアミノ酸68-194に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9Y691
タンパク質分子量	27kDa
配送	アイスパック