


WbおよびElisa用Kcnu1ウサギポリクローナル抗体 - A8Myu2

商品番号: CM0014840



前書き

ヒトKCNU1 (Slo3/KCa5) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、ELISAでバリデーション済み。ラットと交差反応します。精子の受精能獲得および受精に重要な精巢特異的カリウムチャネルを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	KCNU1 Rabbit pAb
備考/別名	KCa5; Slo3; KCNMCL1; KCa5.1; Kcnma3; SPGF79; KCNU1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	157855
GeneID	157855
免疫原	ヒトKCNU1 (NP_001027006.2) の920~1149番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	A8MYU2
タンパク質分子量	130 kDa
配送	保冷バッグ