

[Kd検証済み] Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Acsl4抗ウサギモノクローナル抗体 - O60488

商品番号: CM0007060

前書き

ACSL4に特異的なKD検証済み組換えウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、IHC-P、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのACSL4を検出します。フェロトーシスおよび脂肪酸代謝研究における重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	[KD検証済み] ACSL4ウサギmAb
備考／別名	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2182
GeneID	2182
免疫原	ヒトACSL4由来合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60488
タンパク質分子量	79 kDa
輸送	保冷バッグ