

[Kd検証済み] Wb、Elisa用 抗Acss2 ウサギPolymab® - Q9Nr19

商品番号: CM0002540

前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の検証済み抗ACS S2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのACSS2を認識。細胞質アセチル-CoA代謝、オートファジー、腫瘍形成に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[KD検証済み] ACSS2 ウサギ PolymAb®
備考/別名	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dJ1161H23.1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55902
GeneID	55902
免疫原	合成ペプチド; ヒトACSS2 (Q9NR19) のアミノ酸50-150に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR19
タンパク質分子量	79 kDa/80 kDa
発送	保冷バッグ