

Kdバリデーション済み 抗Atf1ウサギモノクローナル抗体 Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応 - P18846

商品番号: CM0011458

前書き

ヒトATF1 (TREB36、EWS-ATF1) に対するKDバリデーション済みのウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。転写調節、細胞増殖、ストレス応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] ATF1 ウサギmAb
別名	TREB36; EWS-ATF1; FUS/ATF-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	466
GeneID	466
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18846
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋