

[Kd検証済み] Anti-Atg7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O95352

商品番号: CM0003628

前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用KD検証済み抗ATG7ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのATG7（約78 kDa）を検出。オートファジーおよびマイトファジーの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ATG7 Rabbit mAb
備考/別名	GSA7; [KD検証済み] ATG7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10533
免疫原	合成ペプチド ヒトAtg7(Apg7) (O95352)のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95352
タンパク質分子量	78 kDa
配送	アイスパック