

[Kd検証済み] Wb、If/Icc、Elisa用 抗Aurora Bウサギモノクローナル抗体 - Q96Gd4

商品番号: CM0004060



前書き

信頼性の高い[KD検証済み]抗Aurora Bウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中のAuroraキナーゼBを検出します。有糸分裂、染色体分配、細胞質分裂に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Aurora B ウサギ mAb
備考/別名	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; [KD検証済み] Aurora B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9212
GeneID	9212
免疫原	合成ペプチド ヒトAurora B (NP_004208.2)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96GD4
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ