

[Kdバリデーション済] 抗Bcl-2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P10415

商品番号: CM0002068



前書き

高特異性[KDバリデーション済] Bcl-2

ウサギモノクローナル抗体は、WB、IHC-

P、IP、ELISAでの使用が確認されています。ヒトおよびマウスのBcl-2を認識し、予測分子量は26

kDaです。アポトーシスおよびオートファジー研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] Bcl-2 ウサギmAb
備考 / 別名	Bcl-2; PPP1R50
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	596
GeneID	596
免疫原	ヒトBcl-2 (P10415) のアミノ酸1-211番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P10415
タンパク質分子量	26 kDa
輸送方法	保冷剤