

Wb、Elisa用 Kd検証済み抗Bub1モノクローナル抗体 - O43683

商品番号: CM0006775



前書き

ヒトBUB1に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。有糸分裂中の紡錘体チェックポイントおよび染色体の整列に不可欠です。ヒトと交差反応します。タンパク質分子量は約115-122 KDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] BUB1 Rabbit mAb
備考/別名	BUB1A, BUB1L, hBUB1, MCPH30, KD Validated BUB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	699
免疫原	ヒトBUB1のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_004327.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43683
タンパク質分子量	115 KDa / 120 KDa / 122 KDa
配送	氷袋