

## [Kd検証済み] 抗カゼインキナーゼ2A (Csnk2A1) ウサギモノクローナル抗体 For Wb, Elisa - P68400

商品番号: CM0003795



### 前書き

WBおよびELISA用に検証済みの抗カゼインキナーゼ2αウサギモノクローナル抗体。細胞周期、アポトーシス、転写、DNA修復経路における重要なキナーゼであるヒトCSNK2A1を標的とします。研究用であり、診断には使用できません。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 仕様                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | [KD検証済み] カゼインキナーゼ2α (CSNK2A1) ウサギmAb                          |
| 備考/別名       | CKII, Cka1, Cka2, CK2A1, OCNDS, [KD検証済み] カゼインキナーゼ2α (CSNK2A1) |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 1457                                                          |
| GeneID      | 1457                                                          |
| 免疫原         | 合成ペプチド                                                        |
| 由来          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                     |
| 適用          | WB, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | ヒト                                                            |
| SWISS       | P68400                                                        |
| タンパク質分子量    | 45 kDa                                                        |
| 発送          | 保冷バッグ                                                         |