

## [Kd検証済み] Anti-Cat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P30825

商品番号: CM0028158

### 前書き

高親和性カチオン性アミノ酸トランスポーター1（CAT1/SLC7A1）ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒトおよびマウスのCAT1を検出します。輸送およびウイルス受容体の研究に適しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 製品名         | [Kd検証済み] CAT1 Rabbit pAb                           |
| 備考/別名       | ERR; ATRCI; CAT-1; HCAT1; RECIL                    |
| 種           | ヒト                                                 |
| GeneID (ヒト) | 6541                                               |
| GeneID      | 6541                                               |
| 免疫原         | ヒトSLC7A1 (NP_003036.1) のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド |
| ソース         | ウサギ                                                |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                          |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                          |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                             |
| SWISS       | P30825                                             |
| タンパク質分子量    | 68kDa                                              |
| 配送          | アイスバッグ                                             |