


[Kd検証済み] ウサギモノクローナル抗体、Wb、Ip、If/Icc、Elisa用 - O60563

商品番号: CM0007726



前書き

ヒトサイクリンT1 (CCNT1)

に対する検証済みウサギモノクローナル抗体。転写伸長に必須。WB、IP、IF/ICC、ELISAに適しています。転写およびHIV研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] CCNT1 ウサギmAb
備考 / 別名	CCNT; CYCT1; HIVE1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	904
遺伝子ID	904
免疫原	ヒトサイクリンT1 (NP_001231.2) のアミノ酸621-720に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O60563
タンパク質分子量	81kDa
発送	保冷バッグ