


[Kd検証済み] Anti-Cd98/Slc3A2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P08195

商品番号: CM0005096



前書き

ヒトCD98/SLC3A2 (4F2hc)

を標的とするKD検証済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、FC、ELISAで検証済みです。アミノ酸輸送、インテグリンシグナル伝達、およびウイルス侵入に不可欠です。がんおよび感染症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC; CD98/SLC3A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	6520
免疫原	ヒトCD98/SLC3A2 (NP_002385.3) のアミノ酸206-630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08195
タンパク質分子量	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
配送	氷袋