


[Kd検証済み] ウサギポリクローナル抗体、Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - P13073

商品番号: CM0019735



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトシトクロムcオキシダーゼサブユニットIV (COX IV) を標的とし、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があり、ミトコンドリア電子伝達系と酸化的リン酸化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] COX IV ウサギ pAb
備考/別名	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; [Kd検証済み] COX IV
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1327
GeneID	1327
免疫原	ヒトCOX IV (NP_001852.1) のアミノ酸23-98に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13073
タンパク質分子量	20kDa
輸送	保冷バッグ