

[Kd検証済み] Wb/If/Ihc用抗Crebbpウサギモノクローナル抗体 - Q92793

商品番号: CM0009257



前書き

ノックダウンアプリケーションで検証済みの信頼性の高いウサギモノクローナルCREBBP抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAにおいてヒト、マウス、ラットのCREBBPを検出します。UniProt: Q92793。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] CREBBP ウサギmAb
備考/別名	CBP; RSTS; KAT3A; MKHK1; RSTS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1387
GeneID	1387
免疫原	ヒトCREBBP (NP_004371.2) のアミノ酸2343～2442番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q92793
タンパク質分子量	265kDa
発送	保冷剤