


[Kdバリデーション済] 抗Cyb5R3ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - P00387

商品番号: CM0005014



前書き

ヒトCYB5R3 (DIA1/B5R)

を標的とするKDバリデーション済みのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに最適。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。34kDaタンパク質。代謝および赤血球研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	[KDバリデーション済] CYB5R3 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	B5R; DIA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1727
免疫原	ヒトCYB5R3のアミノ酸27-301の配列に対応する組換えタンパク質 (NP_000389.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P00387
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ