


Kd検証済み 抗Cyclophilin F ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P30405

商品番号: CM0009828



前書き

KD検証済み、ヒトCyclophilin F (PPIF, CypD)を標的とするウサギモノクローナル抗体。用途：WB、IHC-

P、ELISA。ミトコンドリアアポトーシス、壊死、および透過性転移孔（permeability transition pore）の研究に最適です。分子量22kDa、ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] Cyclophilin F ウサギmAb
備考/別名	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10105
免疫原	ヒトCyclophilin F (NP_005720.1) のアミノ酸108-207領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30405
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスパック