

[Kd検証済み] Anti-Dec1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - O14503

商品番号: CM0007310

前書き

ヒトDEC1 (BHLHE40)
を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。概日リズム、転写、および軟骨細胞分化の研究に最適です。SWISS: O14503。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] DEC1 Rabbit mAb
備考/別名	DEC1; HLHB2; BHLHB2; Clast5; SHARP2; STRA13; Stra14; SHARP-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8553
免疫原	ヒトDEC1 (NP_003661.1) のアミノ酸121-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14503
タンパク質分子量	46 kDa
配送	アイスバッグ