

Kd検証済み 抗Dnmt1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - P26358

商品番号: CM0003731



前書き

ヒトDNMT1を標的とするKD検証済み組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。DNAメチル化、エピジェネティックな遺伝、癌発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KD検証済み] DNMT1 ウサギ mAb
備考/別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.HsaI; [KD検証済み] DNMT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1786
遺伝子ID	1786
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
発送	保冷バッグ