


[Kd Validated] Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Echs1モノクローナル抗体 - P30084

商品番号: CM0010178



前書き

[KD Validated] WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用ECHS1ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットのECHS1を認識します。組換え免疫原を使用しており、脂肪酸酸化および神経変性研究におけるエノイルCoAヒドラターゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] ECHS1ウサギmAb
備考／別名	SCEH; mECH; mECH1; ECHS1D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1892
免疫原	ヒトECHS1 (NP_004083.3) のアミノ酸28～290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30084
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ