


[Kd Validated] Anti-Egfr Rabbit Polymab® For Wb, If/Icc, Elisa - P00533

商品番号: CM0005827



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用の組換えウサギモノクローナルEGFR抗体 [KD Validated]。ヒトEGFR（がんおよびシグナル伝達に
関与する主要な受容体チロシンキナーゼ）と反応します。腫瘍学の研究および診断薬の開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] EGFR Rabbit PolymAb®
備考/別名	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermal growth factor receptor
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1956
免疫原	ヒトEGFR組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
配送	アイスバッグ