

[Kdバリデーション済] 抗Eif4E ウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa対応 - P06730

商品番号: CM0023617



前書き

翻訳開始因子であるヒトeIF4Eに対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのeIF4Eと反応します。キャップ依存性翻訳やmRNA輸出の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KDバリデーション済] eIF4E ウサギpAb
別名	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1; 4E
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1977
GeneID	1977
免疫原	合成ペプチド；ヒトeIF4E (NP_001959.1) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06730
タンパク質分子量	25kDa
発送方法	保冷剤