

[Kd検証済] 抗Erk1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P27361

商品番号: CM0013511



前書き

[KD検証済]

ヒトERK1に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。MAPK/ERKシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] ERK1 ウサギ pAb
備考／別名	ERK1, ERT2, ERK-1, PRKM3, P44ERK1, P44MAPK, HS44KDAP, HUMKER1A, p44-ERK1, p44-MAPK, K1
種	ヒト
遺伝子ID	5595
免疫原	ヒトERK1（NP_002737.2）のアミノ酸1-100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27361
タンパク質分子量	43kDa
発送	氷袋