


[Kd検証済み] 抗フェリチン軽鎖（Ftl）ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P02792

商品番号: CM0002011



前書き

ヒトフェリチン軽鎖（FTL）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応します。鉄恒常性および神経変性の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] フェリチン軽鎖ウサギmAb
備考/別名	LFTD; NBIA3; フェリチン軽鎖
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2512
遺伝子ID	2512
免疫原	組換えタンパク質 ヒトフェリチン軽鎖 (NP_000137.2) のアミノ酸1-175に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02792
タンパク質分子量	20kDa
配送	アイスバッグ