

[Kd検証済] Wb、Fc、Elisa用 抗-Fgfr3 ポリクローナル抗体 - P22607

商品番号: CM0019096



前書き

ヒトFGFR3 (P22607)

を標的とするKD検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAに適しています。FGFR3は受容体型チロシンキナーゼで、骨格発達と腫瘍形成において重要な役割を果たし、重要な研究対象となっています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] FGFR3 ウサギ pAb
備考/別名	FGFR3; ACH; CD333; CEK2; HSFGR3EX; JTK4; fibroblast growth factor receptor 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2261
GeneID	2261
免疫原	ヒトFGFR3 (NP_000133.1) のアミノ酸23-375に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P22607
タンパク質分子量	75kDa/85kDa/87kDa/88kDa
発送方法	保冷剤（氷袋）