

Kd検証済み抗Gm130ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用） - Q08379

商品番号: CM0010632



前書き

KD検証済みのウサギモノクローナル抗体で、GM130（GOLGA2）を標的とし、ウェスタンブロット、免疫蛍光法、IHC、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットを検出し、ゴルジ体および細胞分裂研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GM130 ウサギmAb
備考/別名	GM130; DEDHMB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2801
遺伝子ID	2801
免疫原	組換えタンパク質 ヒトGM130（NP_004477.3）のアミノ酸20～300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08379
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤