

[Kd検証済み] Wb、Elisa用抗Gpld1ウサギポリクローナル抗体 - P80108

商品番号: CM0020054

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な[KD検証済み] GPLD1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウス GPLD1（約92 kDa）を認識します。GPIアンカーの切断およびシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GPLD1ウサギpAb
備考／別名	PLD; GPIPLD; PIGPLD; GPIPLDM; PIGPLD1; [KD検証済み] GPLD1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2822
免疫原	ヒトGPLD1（NP_001494.2）のアミノ酸24～160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P80108
タンパク質分子量	92 kDa
発送方法	保冷バッグ