

[Kd検証済み] 抗Gpx4ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P36969

商品番号: CM0022677



前書き

[KD検証済み]

GPX4に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC

-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。フェルトーシスおよび酸化ストレスの研究に不可欠です。22kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] GPX4 ウサギpAb
備考/別名	MCSP; SMDS; GPx-4; PHGPx; snGPx; GSHPx-4; snPHGPx; GPX4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2879
GeneID	2879
免疫原	組換えタンパク質[GPX4のアミノ酸74-197に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002076.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36969
タンパク質重量	22kDa
配送	アイスバック