

Kd検証済み 抗Hnrnpa2B1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P22626

商品番号: CM0026205



前書き

ヒトHNRNPA2B1に対するKD検証済みウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと反応します。RNAプロセッシング、輸送、および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] HNRNPA2B1 ウサギ pAb
備考/別名	RNA2; HNRPA2; HNRPB1; SNRPB1; HNRNPA2; HNRNPB1; IBMPFD2; HNRPA2B1; B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3181
遺伝子ID	3181
免疫原	ヒトHNRNPA2B1 (NP_112533.1) のアミノ酸150-250に相当する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P22626
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスパック