


[Kd検証済み] Wb、Ihc-P、Elisa用Hsp90B1ウサギモノクローナル抗体 - P14625

商品番号: CM0008758



前書き

HSP90B1（GRP94）に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットに反応します。小胞体シャペロン機能およびWnt/TLRシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] HSP90B1ウサギmAb
備考／別名	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7184
GeneID	7184
免疫原	合成ペプチド ヒトHSP90B1（NP_003290.1）のアミノ酸616～715内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14625
タンパク質分子量	92kDa
配送	保冷バッグ