

WbおよびElisa用 Kd検証済み抗IL13モノクローナル抗体 - P35225

商品番号: CM0006451



前書き

ヒトIL13に対するKD検証済みウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。組換え免疫原（アミノ酸25-146）。ヒトIL13を認識。アレルギー性炎症および免疫応答研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] IL13 ウサギ mAb
備考/別名	P600; IL-13; [KD検証済み] IL13
種	ヒト
遺伝子ID	3596
免疫原	ヒトIL13のアミノ酸25-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_002179.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35225
タンパク質分子量	16kDa
発送	保冷バッグ