

[Kdバリデーション済]

インテグリンA5（Itga5/Cd49E）ウサギモノクローナル抗体、Wb・If/Icc・Eli sa対応 - P08648

商品番号: CM0007158



前書き

ヒトインテグリンα5（ITGA5/CD49e）を標的とするKDバリデーション済のウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が確認されています。フィブロネクチン受容体や細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] インテグリンα5 (ITGA5/CD49e) ウサギmAb
別名	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A; [KDバリデーション済] Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49e)
種	ヒト
遺伝子ID	3678
免疫原	ヒトインテグリンα5（ITGA5/CD49e）(NP_002196.4)のアミノ酸42～995番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P08648
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	保冷剤