


[Kdバリデーション済] 抗Isg15ポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P05161

商品番号: CM0019410



前書き

[KDバリデーション済]

ヒトISG15（G1P2、UCRP）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。自然免疫、抗ウイルス防御、ISG化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済] ISG15 ウサギpAb
備考・別名	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KDバリデーション済] ISG15
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9636
遺伝子ID	9636
免疫原	組換えタンパク質 ヒトISG15 (NP_005092.1) のアミノ酸1~165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05161
タンパク質分子量	18kDa
輸送方法	氷袋