

[Kd検証済み] Anti-Isg15 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P05161

商品番号: CM0006322



前書き

先天抗ウイルス免疫に関与するユビキチン様タンパク質であるヒトISG15を標的とする、KD検証済みのウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。感染症およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] ISG15 Rabbit mAb
備考/別名	G1P2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; [KD検証済み] ISG15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9636
GeneID	9636
免疫原	ヒト ISG15 (NP_005092.1) のアミノ酸1-165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05161
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ