


[Kd検証済み] Anti-Lc3B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Gzq8

商品番号: CM0026319



前書き

CamelBioのKD検証済み抗LC3Bウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISA用に設計されています。ヒト、マウス、ラットのLC3Bと交差反応します。オートファジーおよびマイトファジー経路の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LC3B Rabbit pAb
備考/別名	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/IBLC3; 3B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81631
GeneID	81631
免疫原	ヒト LC3B (NP_073729.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9GZQ8
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ