

[Kd検証済み] Wb、Ip、Elisa用抗Lxrベータ/Nerウサギモノクローナル抗体 - P55055

商品番号: CM0007825



前書き

ヒトLXRベータ/NER

(NR1H2)に対するウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫沈降、ELISAでの検証が完了しています。コレステロール代謝および核内受容体研究に最適です。ヒトと交差反応します。 - P55055

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LXRベータ/NER ウサギmAb
備考/別名	NER; UNR; LXRB; LXR-b; NER-I; RIP15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7376
GeneID	7376
免疫原	合成ペプチド ヒトLXRベータ/NER (NP_009052.4)のアミノ酸1~100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55055
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤