

[Kd検証済み] Anti-Lypla1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75608

商品番号: CM0010553



前書き

ヒトLYPLA1 (APT1/LPL1)

ターゲットのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。タンパク質のパルミトイル化除去およびリゾホスホ脂質代謝に関与するアシルタンパク質チオエステラーゼ1を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] LYPLA1 Rabbit mAb
備考/別名	APT1; LPL1; APT-1; LPL-I; hAPT1
種	ヒト
遺伝子ID	10434
免疫原	ヒトLYPLA1 (NP_006321.1) のアミノ酸1-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75608
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋