


[Kd検証済み] Wb、Elisa用 抗Mad1/Mad1L1 ポリクローナル抗体 - Q9Y6D9

商品番号: CM0023179



前書き

ヒトMAD1/MAD1L1に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。紡錘体形成チェックポイントおよび有糸分裂研究に適し、ヒト試料との交差反応性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Kd検証済み] MAD1/MAD1L1 ウサギ pAb
備考/別名	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; [Kd検証済み] MAD1/MAD1L1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8379
GeneID	8379
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMAD1/MAD1L1 (NP_003541.2) のアミノ酸351-718に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6D9
タンパク質分子量	83kDa
配送	保冷バッグ