


Kdバリデーション済み抗Me1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - P48163

商品番号: CM0023243



前書き

KDバリデーション済みのウサギポリクローナル抗体で、ヒトME1（NADP依存性リンゴ酸酵素）を標的とし、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。代謝およびがん研究に適しています。SWISS：P48163。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデーション済み] ME1 ウサギpAb
別名	MES; HUMNDME; [KDバリデーション済み] ME1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4199
遺伝子ID	4199
免疫原	ヒトME1 (NP_002386.1) のアミノ酸472-572番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
対応アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48163
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤